



Instrucciones para el paciente sobre la prueba de oximetría nocturna autoadministrada con VPOD Handheld Pro

Nombre del paciente: _____

ID de lectura: _____

Su profesional de salud solicitó esta prueba de oximetría para monitorear sus niveles de oxígeno en sangre mientras duerme. Es muy importante que siga estas instrucciones con cuidado para obtener los mejores resultados.

VirtuOx es la entidad encargada de procesar los resultados de la prueba y enviarlos al profesional que lo indicó. Según las normas de Medicare, la empresa que entrega el dispositivo no puede ayudarlo con las instrucciones ni con la realización de la prueba.

Servicio de mensajería DME: _____

Teléfono: _____

Siga las siguientes indicaciones según lo prescripto:



Para obtener los mejores resultados, también nos gustaría hacerle algunas preguntas subjetivas sobre su sueño y posibles problemas cardíacos.

Escanee el código QR que aparece a continuación con su celular e ingrese su información en la página web correspondiente.



IMPORTANTE

Debe mantenerse despierto durante los primeros 10 minutos de la prueba.

CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1 Presione el botón de encendido hasta oír un pitido y que se encienda la pantalla. Aparecerá el mensaje 'SEn OFF' en rojo y la pantalla indicará Probe Off (Sonda desconectada).</p> | <p>2 Conecte el cable de extensión al VPOD ViTAL tal como se muestra más abajo. Tenga en cuenta que el conector encaja en una sola posición.</p> | <p>3 Conecte el sensor al cable de extensión como se indica. Utilice SOLO sondas compatibles con VPOD ViTAL.</p> |
| <p>4 Coloque el sensor en su dedo índice y fíjelo con cinta o una curita para mantenerlo en su lugar.</p> | <p>5 El dispositivo mostrará las lecturas en pantalla y puede emitir un pitido suave para indicar el ritmo cardíaco.</p> | <p>6 Su profesional le dará instrucciones específicas una vez finalizado el período de prueba. Ante cualquier inquietud médica, no dude en comunicarse.</p> |

INSTRUCCIONES ADICIONALES

- Si el sensor se desprende durante la noche:
 - 1) Vuelva a colocarlo en el dedo.
 - 2) Presione el botón "Silenciar alarma/tono" para detener la alarma si es necesario. Esto NO apagará el sonido, pero reiniciará la alarma del dispositivo.
- Si se despierta durante la noche y necesita levantarse de la cama, lleve el dispositivo con usted. Solo puede quitarse la sonda si es estrictamente necesario por razones de higiene.
- Puede utilizar la sonda en cualquier dedo. Asegúrese de que le resulte cómoda y que el dispositivo registre la lectura correctamente.
- Este dispositivo monitorea sus niveles de oxígeno y ritmo cardíaco. Si el dispositivo no funciona correctamente, informe a DME cuando recojan el equipo.

PARA MÁS ASISTENCIA, COMUNÍQUESE CON VIRTUOX AL (877) 897-0066.